

**GC Fuji TRIAGE®**

RADIOPAQUE GLASS IONOMER PROTECTION AND TEMPORARY RESTORATIVE MATERIAL

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

1. Fissure protection.
2. Root surface protection.
3. Hypersensitivity prevention and control.
4. Protection for immature enamel.
5. Temporary filling of endodontic access.
6. Intermediate restorations.

CONTRAINDICATIONS

1. Pulp capping.
2. Avoid use of this product in patients with known glass ionomer cement allergies.

DIRECTIONS FOR USE

Pink Shade is command set, WHITE Shade is chemical set only.

Powder / Liquid Ratio (g / g)	1.8 / 1.0
Mixing Time (sec.)	20-25*
Working Time (min., sec.)	1' 40"
Net Setting Time (min., sec.)	2' 30"
Final Finishing Commencing Time	6'00"
Final Finishing Commencing Time if light cured (PINK Command set)	4'00"
Test conditions : Temperature (23+/-1°C), Relative humidity (50+/-5%)	

Testbedingungen : Temperatur (23+/-1°C),
Relative Feuchte (50+/-5%)**A. FISSURE PROTECTION****ROOT SURFACE PROTECTION****HYPERSENSITIVITY PREVENTION AND CONTROL****PROTECTION FOR IMMATURE ENAMEL****PROTECTION OF THE TOOTH SURFACES (e.g. for fissure protection or root surface protection)**

- a) After cleaning the tooth surfaces (prophylaxis with pumice and water) in usual manner, rinse thoroughly with water. Avoid aggravating the operculum.

Note: If extra retention is desired, application of CAVITY CONDITIONER (10 seconds) or DENTIN CONDITIONER (20 seconds) is recommended. The conditioner should be rinsed off thoroughly after application.

- b) Dry by blotting with a cotton pellet or gently blowing with an air syringe. Avoid DESICCATE. Best results are obtained when prepared surfaces appear moist (glistening).

2. Powder and Liquid Dispensing

- a) The standard powder to liquid ratio is 1.8g / 1.0g. (1 level scoop of powder to 1 drop of liquid).
- b) For accurate dispensing of powder, lightly tap the bottle against the hand. Do not shake or invert.
- c) Make sure the liquid nozzle is clean and dry before dispensing liquid. Turn the liquid bottle horizontal and hold in this position while dispensing. Then invert and hold the liquid bottle vertically and squeeze gently to dispense a bubble free drop of liquid. After dispensing, wipe any residual liquid off the nozzle.
- d) Close both caps tightly immediately after use.

3. Mixing

Dispense the required amounts of powder and liquid onto the pad. Use the plastic spatula, divide the powder into 2 equal parts. Spread the liquid over the pad (Fig. A-2) and mix the first portion with all the liquid for 10 seconds. Incorporate the remaining portion and mix the whole amount thoroughly for 10-15 seconds (total time within 25 seconds).

Working time is 1 minutes 40 seconds from the start of mixing at 23°C (73.4°F). Higher temperatures will shorten working time.

4. Placement

- a) Mix the mixed material using a suitable placement instrument or brush and apply to the tooth surface (Fig. A-3). Then use a brush to spread a thin film of GC Fuji TRIAGE® directly over the root surface or hypersensitive area or over the occlusal surface and into the pits and fissures.
- Note : If a faster set is desired, use a visible light curing device* for 20-40 seconds. Place light source as closely as possible to the cement surface. This function applies only to the Pink Shade. After light cure, it is advisable to protect the surface with a varnish.
- b) After placement, when the material starts to lose the glossy appearance (or after curing with the light curing device), apply GC Fuji VARNISH (blow dry) or GC Fuji COAT LC (light cure) to the sealed area and the margins using a cotton pellet or sponge (Fig. A-4).
- c) Finishing under air water spray can be performed 6 minutes from start of cure (chemically set) or 4 minutes if light cured. Use a superfine diamond bur or a silicone finishing point (Fig. A-5).
- d) Apply GC Fuji VARNISH or GC Fuji COAT LC to the area again (Fig. A-6).

B. TEMPORARY FILLING OF ENDODONTIC ACCESS**1. Cleaning the pulp chamber**

- a) After appropriate pulp treatment, clean and gently dry the pulp chamber and all areas (Fig. B-1).
- b) Fill the chamber with a cotton pellet (Fig. B-2).

2. Powder / Liquid Dispensing and Mixing

See directions in A, Section 2 and 3.

3. Placement

- a) Using a suitable instrument, place the mixed material over the cotton pellet (Fig. B-3).

B. TEMPORARÉ ENDO-VERSCHLUSS**1. Reinigung der Pulpenkammer**

- a) Mit geeigneter Pulpenbehandlung, die Pulpenkammer reinigen und mit Luftpumpe trocken (Abb. B-1).

2. Die Kammer mit einem Baumwollpellet füllen (Abb. B-2).**3. Mischen**

Siehe Anweisungen Punkt A (oben), Abschnitt 2 und 3.

4. Einsetzen

- a) Das angemischte Material mit einem passenden Instrument über dem Baumwollpellet ausbringern (Abb. B-3).

B. OBTURATIONS ENDODONTIQUES PROVISOIRES**1. Nettoyage de la chambre pulpaire**

- a) Avec un moyen approprié de pulpaire, nettoyer et sécher la chambre pulpaire avec une boulette de coton (Fig. B-1).

2. Empiler la chambre pulpaire avec une boulette de coton (Fig. B-2).**3. Insérer**

- a) Das angemischte Material mit einem passenden Instrument über dem Baumwollpellet ausbringern (Abb. B-3).

C. PROVISORISCHE RESTAURATION**1. Entfernen der Karies**

- a) Mit Handinstrumenten karieses und loses Material entfernen.

2. Zum Erreichen einer besseren Retention wird empfohlen, die kariösen Oberflächen vorsichtig mit CAVITY CONDITIONER (10 Sek.) oder DENTIN CONDITIONER (20 Sek.) zu reinigen.

- c) Sorgfältig mit Wasser abspülen. Den Zahnschmelz mit einem Luftstrahldusche abwaschen (Abb. C-1). NIET VOLLIG ABTRÖCKNEN. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die präparierten Oberflächen feucht erscheinen (glänzend).

3. Ammischen

Vgl. Anweisungen unter Punkt A (oben), Abschnitt 2 und 3.

4. Applizieren

- a) Das angemischte Material mit einem geeigneten Instrument auf die vorbereitete Läsion oder Zahnoberfläche auftragen, dabei Luftpumpe vermeiden! (Abb. C-2). Konturieren und wenn möglich mit einer Gewebehaut bedecken.

5. Platzieren

- a) Bringt das fertige Material mit einem geeigneten Instrument auf die vorbereitete Läsion oder Zahnoberfläche auftragen, dabei Luftpumpe vermeiden! (Abb. C-2). Realisieren Sie den Kontur und füllen die Läsion mit dem Härten mit Licht des Schutzlacks.

b) Vgl. Punkt A, Abschnitt 4, b. c. d.**HINWEIS:**

Die Abbindezeit von GC Fuji TRIAGE® ROSA kann in der Startphase

durch Wärmeinwirkung einer Halogenlampe verkürzt werden.

FARBE

Rosa, Zahnharfe

AUFWÄRHUNGEmpfehlung für die optimalen Eigenschaften:
Bei einer Temperatur von 4-25°C aufbewahren.

(Haltbarkeit : 3 Jahre ab Produktionsdatum)

PACKUNGSGROSSEN

1-1 Packung: 15g Pulver, 10g (8,0mL) Flüssigkeit, Dentin Conditioner 6g (5,7mL), Putzvöllegele, Mischblock No.22, Kunststoffspatel

CAUTION

1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.

2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.

3. DO NOT mix powder or liquid with any other glass ionomer components.

4. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

5. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: <http://www.gc-europe.com>

They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING:

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device for any visible damage. Discard device if damaged. DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

Last revised : 08/2017

MANUFACTURED by
GC CORPORATION

76-1 Hasunuma-cho, Tabaishi-ku, Tokyo 174-8558, Japan

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION

76-1 Hasunuma-cho, Tabaishi-ku, Tokyo 174-8558, Japan

EU: GC EUROPE N.V.

Research park Hasselt-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,

B-3000 Leuven, Belgium TEL: +32 36 74 10 00

PRINTED IN JAPAN

GC Fuji TRIAGE®

RÖNTGENOPAKER GLASIONOMER-SCHUTZ- UND RESTAURATIONSZEMENT (TEMPORÄR)

Nur von zahnärztlichem Fachpersonal für die empfohlenen Anwendungsbereiche zu verwenden.

EMPFOHLENE INDIKATIONEN

1. Fissure protection.
2. Root surface protection.
3. Hypersensitivity prevention and control.
4. Protection for immature enamel.
5. Temporary filling of endodontic access.
6. Intermediate restorations.

CONTRAINDICATIONS

1. Pulp capping.
2. Avoid use of this product in patients with known glass ionomer cement allergies.

DIRECTIONS FOR USE

Pink Shade is command set, WHITE Shade is chemical set only.

Powder / Liquid Ratio (g / g)

1.8 / 1.0

Mixing Time (sec.)

20-25*

Working Time (min., sec.)

1' 40"

Net Setting Time (min., sec.)

2' 30"

Final Finishing Commencing Time

6'00"

Beginn des endgültigen Finierns

6'00"

Zeit bis zum Finiern nach Härtung mit Halogenlicht (ROSA, mit "on command" Härtung)

4'00"

**Testbedingungen : Temperatur (23+/-1°C),
Relative Feuchtigkeit (50+/-5%)****Testbedingungen : Temperatur (23+/-1°C),
Relative Feuchtigkeit (50+/-5%)****Testbedingungen : Temperatur (23+/-1°C),
Relative Feuchtigkeit (50+/-5%)****A. FISSURE PROTECTION****ROOT SURFACE PROTECTION****HYPERSENSITIVITY PREVENTION AND CONTROL****PROTECTION FOR IMMATURE ENAMEL****PROTECTION OF THE TOOTH SURFACES (e.g. for fissure protection or root surface protection)****1. Preparation of the tooth surfaces (prophylaxis with pumice and water) in usual manner, rinse thoroughly with water. Avoid aggravating the operculum.**

Note:

If extra retention is desired, application of CAVITY CONDITIONER (10

GC Fuji TRIAGE®

GLASIONOMER MED RØNTGENKONTRAST TIL TEMPORÆRE FYLDNINGER OG SOM PRÆVENTIV TERAPI

Kun til anvendelse af tandlæger til de i denne brugsanvisning beskrevne indikationer.

ANBEFALEDE INDIKATIONER

1. Røddoverflade beskyttelse
2. Røddoverflade med vannish.
3. Forebygge samt kontrollere hypersensibilitet.
4. Beskyttelse af emalje under dannelse.
5. Temporær forsegling af tænder som endodonti behandles.
6. Temporære fyldninger.

KONTRAINDIKATIONER

1. Pulpavækapping.

2. Undgå brugen af dette produkt på patienter med kendt allergi overfor glasionomerematerialer.

BRUGSANVISNING

Den rosa fargen afbinder på kommando ved hjælp af lys, den hvide fargen afbinder entart kemiisk.

Pulver / Flüssigkeitsverhältnis (g / g)

1.8 / 1.0

Anmischzeit (Sek.)

20-25*

Verarbeitungszeit (Min., Sek.)

1' 40"

Arbeitszeit (min., sek.)

2' 30"

Steinzeit (netto, min.)

6' 00"

Beginn des endgültigen Füllens

6' 00"

Zeit bis zum Finieren nach Hartung mit Halogenlicht

(ROSA, mit "on command" Hartung)

4' 00"

Testførhållanden : Temperatur (23+-1°C),

Relativ fuglighed (50+-5%)

Testfugligheden : Temperatur (23+-1°C),

Relativ fuglighed (50+-5%)

Testfugligheden : Temperatur (23+-1°C),

Relativ fuglighed (50+-5%)

A. FISSURSKYDD

BESKYTTELSE AF RØDOVERFLADE

FOREBYGGE SAMT KONTROLERE

HYPERSENSITIVITETE AF EMALJE UNDER DANNELSE

1. Præparation af tandens overflade (f.eks.: til beskyttelse af fissurer og/eller røddoverflader)

- a) Efter rengøring af tandens overflade (pimpsten og vand) på sandmædige måde, spray omhyggeligt med vand. Undgå at irritere øjernum.
- Bemærk: Sandmædende retention ønskes, så anbefales applicing af CAVITY CONDITIONER (10 sekunder) eller DENTIN CONDITIONER (20 sekunder). Conditioner skal skydes grundigt af efter applicing.
- b) Tørlæg med en bomuldspejler, alternativt forsigtigt med luftstøpslet (Fig. A-1). DEHYDRER IKKE TANDEN. Bedste resultat erhålls når de aktuelle ydema upfattas som ladt fugtige. evt. glimsende.

2. Doseering af pulver og væske

- a) Standerelationen mellem pulver og vætska er 1,8g / 1,0g. (1 strukken skopulver til 1 drope vætska).
- b) Præcis dispensering af pulver, slå flasken let mod den ene hånd. Ryst ikke flasken.

c) Husk at spidsen på væskeskalen skal være ren og tør før dispensering af væske. Hold flasken vendret for at undgå at den danner luftbobler. Vend heretter flasken på hovedet og hold den vertikalt, tryk forsigtigt på pipen for at dosen er en luftfri drope væske. Dette resulterer i en dræbe væske ud, fri for bobler.

d) Luk flasken umiddelbart efter anvendning.

3. Blænding

Dosering pulver og væske på blændeblokken. Anvend en plastspatle, del pulveret i to jævn store dele. Spred væsken ud på blændeblokken, del pulveret i 2 og bland den første portion pulver med væsken i 10 sekunder. Bland den resterende del af pulveret ind og bland nu yderligere 10-15 sekunder (total blandingstid 25 sekunder).

Anvend 1 min og 40 sekunder, regnet fra blandingsstart og en temperatur på 23°C (73,4°F). Højere temperatur vil forstørre arbejdstiden.

4. Applicing

- a) Aplicer det blandede materiale på tandfladen (Fig. A-3). Anvend her et pensel til at fordele GC Fuji TRIAGE® i et tynd lag på røddoverfladerne, over det hypersensitive område, over de okklusale flader og i fissursystemet.

OBS: Ønskes en hurtige afbindningsstid, hold en lyspolymerseringstlampa over materietet i 20-40 sekunder. Hold lyslederen så tæt på materietet som muligt. Den procedure er kun nødvendig ved den rosa farge. Efter lyshårdning anbefales det at beskytte overfladen med en varnish.

b) Efter applicing, når materietet begynder at tabe sin glans (eller efter lyshårdning), aplicera GC Fuji VARNISH (blås den torr) eller GC Fuji COAT LC (ljushård). Dette forsegler området og kan undgå at den bliver opslidet.

c) Finishing og pudsing under vandsprudl kan udføres 6 minutter efter blandingsstart (kemisk afbinding) eller efter 4 minutter afremtet materiet lyshårdnes. Anvend en superfint diamant eller en silikonfinishingsspis (Fig. A-5).

d) Aplicera GC Fuji VARNISH eller GC Fuji COAT LC på de aktuelle fladerne (Fig. A-6).

B. TEMPORÆR FORSEGLING AF TÄNDER SOM ENDODONTI BEHANDLES

1. Rengøring af pulpkammeret

a) Efter pulpabehandling, rengør og tørlæg forsigtigt pulpkammeret (Fig. B-1).

b) Placer en bomuldspejler i kammeret (Fig. B-2).

2. Dispensing af pulver / væske, samt blænding

Sætningerne i A, seksjon 2 og 3.

3. Applicing

- a) Anvend et velegnet håndinstrument til at applicere det blandede materiale ovenpå bomuldspejlerne (Fig. B-3).

OBS: Ønskes en hurtige afbindningsstid, hold en lyspolymerseringstlampa over materietet i 20-40 sekunder. Hold lyslederen så tæt på materietet som muligt. Den procedure er kun nødvendig ved den rosa farge. Efter lyshårdning anbefales det at beskytte overfladen med en varnish.

b) Gør fuglighedsstyrke og finishing

Se anvisningerne i A, seksjon 4, b, c, og d.

C. TEMPORÆRE ERSATNINGSTER

1. Ekavering af karies

a) Ekavere karies og avlägsna debris med et håndinstrument.

b) For bedre retention, så anbefales det at rengøre den kareerede overflade med CAVITY CONDITIONER i 10 sekunder eller DENTIN CONDITIONER i 20 sekunder.

c) Spray omhyggeligt med vand. Tørlæg med en bomuldspejler, alternativt luftstøpslet (Fig. C-1).

d) DEHYDRER IKKE TANDEN. Bedste resultat er når de aktuelle overflader ses af øjet som ladt fugtige evt. glimsende.

e) Dispensing af pulver / væske, samt blænding

Sætningerne i A, seksjon 2 og 3.

f) Applicing

- a) Anvend et velegnet håndinstrument eller pensel til at applicere materietet på kaviteten eller på den aktuelle flade. Undgå at få luftbobler ind i materialet (Fig. C-2). Konturer og om muligt dæk med en matrice.

OBS: Ønskes en hurtige afbindningsstid, hold en lyspolymerseringstlampa over materietet i 20-40 sekunder. Hold lyslederen så tæt på materietet som muligt. Den procedure er kun nødvendig ved den rosa farge. Efter lyshårdning anbefales det at beskytte overfladen med en varnish.

g) Se anvisningerne i A, seksjon 4, b, c, og d.

FARVE

Rosa, Hvid

OPBEVARING

Før optimalt resultat skal, opbevar produktet ved 4-25°C (39,2-77,0°F) (Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato)

PACKING

1. 15g pulver : 15g pulver, 10g (8,0ml) væske. Dentin Conditioner 6g (5,7ml); maleske til pulver, blændeblok No.22, plastspatle

BEMÆRK

1. Sætning materialer kommer i direkte kontakt med bløddeler eller hud, fjernes det hurtigt muligt med en pellets vædt i alkohol. Skyl efter med vand.

2. Ved kontakt med øjene, skyld med rigeligt vand og se lægehjælp.

3. BLAND INTE GC Fuji TRIAGE® pulver og væske med komponenter fra andre glasionomermaterialer.

4. Personlige værnemidler (PPE) såsom håndsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal altid bruges.

5. I sjældne tilfælde kan materialer afstedkomme allergiske reaktioner hos nogen personer. Lagtges allergiske reaktioner anbefales det ikke yderligere at bruge produktet og en læge kan evt. opsiges.

Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret som farlig i HGS. Læs altid op på alle arbejdshygieniske anvisninger som kan findes på: <http://www.geurope.com>

Den kan altid rekvireres hos dit lege.

RENGØRING OG DESINFektION:

APPLICERINGSSYSTEM TIL FLERGANGSSRU: For at undgå krydstkontaminering mellem patientene, skal disse enheder desinficeres på mellommøve. Etter anvendning, inspektere omedebettede enheter samtidigt forstørrelsen af etiketten. Hvis skader kan ses, byt et enheten.

SÅNKE TNER I DESINFektIONSVÆSKER: Rengør enheden omhyggeligt og ter den ordentligt. Der må ikke være smuds tilbage på enheden. Desinficer produktet på mellommøve og følg de nationale retningslinjer for dette.

Sist redigeret : 08/2017

GC Fuji TRIAGE®

RÖNTGENKONTRASTERANDE GLASIONOMER FÖR TEMPORÄRA FYLLNINGAR OCH PREVENTIV TERAPI

PRODUKTEN SKALL ENDAST ANVÄNDAS av professionella utövare inom det rekommenderade indikationsområdet.

A. REKOMMENDERADE INDIKATIONER

1. Fissurskydd
2. Røddoverflade beskyttelse
3. Forebygge samt kontrollere hypersensibilitet.
4. Beskyttelse af emalje under dannelse.
5. Temporär förseglning av tänder som endodonti behandles.
6. Temporära fyllningar.

B. KONTRAINDIKATIONER

1. Pulpavækapping.
2. Undgå brugen af dette produkt på patienter med kendt allergi overfor glasionomerematerialer.

C. BRUGSANVISNING

Den rosa fargen stelnar på kommando ved hjælp af lys, den vita fargen stelnar entart kemiisk.

D. MATERIALEN OG VEDTAKSOMRÈS

MATERIAL DE IÓNOMERO DE VIDRO RADIOPACO PARA PROTEÇÃO E RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS

E. ANVENDELSE AF TÄNDERNA

ANVÄNDNINGEN AV TÄNDERNA

F. TÄNDLÄGGNING

ANVÄNDNINGEN AV TÄNDERNA

G. TÄNDLÄGGNING

ANVÄNDNINGEN AV TÄNDERNA

H. TÄNDLÄGGNING

ANVÄNDNINGEN AV TÄNDERNA

I. TÄNDLÄGGNING

ANVÄNDNINGEN AV TÄNDERNA

J. TÄNDLÄGGNING

ANVÄNDNINGEN AV TÄNDERNA

K. TÄNDLÄGGNING

ANVÄNDNINGEN AV TÄNDERNA

L. TÄNDLÄGGNING

ANVÄNDNINGEN AV TÄNDERNA

M. TÄNDLÄGGNING

ANVÄNDNINGEN AV TÄNDERNA

N. TÄNDLÄGGNING

ANVÄNDNINGEN AV TÄNDERNA

O. TÄNDLÄGGNING

ANVÄNDNINGEN AV TÄNDERNA

P. TÄNDLÄGGNING

ANVÄNDNINGEN AV TÄNDERNA

Q. TÄNDLÄGGNING

ANVÄNDNINGEN AV TÄNDERNA

R. TÄNDLÄGGNING

ANVÄNDNINGEN AV TÄNDERNA

S. TÄNDLÄGGNING